

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Erc2ポリクローナル抗体 - O15083

商品番号: CM0022300

前書き

ERC2（CAST/CAST1）に対するウサギポリクローナル抗体です。マウスおよびラットとの交差反応性があり、WB、IHC-P、ELISAで検証済みです。シナプス前活性帯の構成および神経伝達物質の放出の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ERC2ウサギpAb
備考／別名	CAST; CAST1; ELKSL; Spc110; SPBC110; ERC2
生物種	ヒト
GeneID（ヒト）	26059
GeneID	26059
免疫原	組換えタンパク質 ヒトERC2（NP_056391.1）のアミノ酸770～850に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O15083
タンパク質分子量	111 kDa
輸送	保冷バッグ