

WbおよびElisa用Anti-Ercc1ウサギモノクローナル抗体 - P07992

商品番号: CM0010424



前書き

ヒトERCC1

(P07992)を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みです。DNA修復、鎖間架橋修復、およびゲノム安定性の研究における重要なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ERCC1 Rabbit mAb
備考/別名	UV20; COFS4; RAD10; ERCC1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2067
GeneID	2067
免疫原	ヒトERCC1 (P07992) のアミノ酸1-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P07992
タンパク質分子量	33kDa
配送	アイスバッグ