

WbおよびElisa用抗Ercc1ウサギポリクローナル抗体 - P07992

商品番号: CM0026727



前書き

WBおよびELISAで使用可能な抗ERCC1ウサギポリクローナル抗体のバリデーション済み製品です。DNA修飾の中心的タンパク質であるヒト、マウス、ラットのERCC1を検出します。ゲノム安定性およびDNA損傷応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ERCC1 ウサギ pAb
備考/別名	UV20; COFS4; RAD10; ERCCI
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2067
GeneID	2067
免疫原	組換えタンパク質。ヒトERCC1 (NP_973730.1) のアミノ酸1~323番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07992
タンパク質分子量	33kDa
輸送方法	氷袋