


ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P19447

商品番号: CM0015149



前書き

ヒトERCC3（XPB）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルに適しています。転写およびDNA修復研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	ERCC3 ウサギ pAb
備考/別名	XPB; BTF2; Ssl2; TTD2; GTF2H; RAD25; TFIIH; ERCC3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2071
GeneID	2071
免疫原	ヒトERCC3（NP_000113.1）のアミノ酸512-782に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P19447
タンパク質分子量	89kDa
輸送	保冷バッグ