

Wb、Ip、Elisa用 抗Ercc4 (Xpf) ウサギポリクローナル抗体 - Q92889

商品番号: CM0030085



前書き

ヒトERCC4

(XPF)に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IP、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。DNA修復エンドヌクレアーゼXPFを標的とし、ヌクレオチド除去修復、鎖間架橋修復、およびゲノム安定性研究に必須です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ERCC4 ウサギ pAb
備考/別名	XPF; RAD1; FANCD1; XFEPS; ERCC1; ERCC4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2072
GeneID	2072
免疫原	ヒトERCC4 (NP_005227.1) のアミノ酸513-782に相当する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92889
タンパク質分子量	104kDa
輸送	保冷バッグ