


If/Icc、Elisa用 抗Ercc5 ポリクローナル抗体 - P28715

商品番号: CM0020513



前書き

IF/ICCおよびELISAで検証済みのERCC5ウサギポリクローナル抗体。ヌクレオチド除去修復とゲノム安定性研究に適した、ヒト、マウス、ラットのERCC5（XPG）を検出する重要なDNA修復エンドヌクレアーゼ。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ERCC5 ウサギ pAb
備考/別名	XPG; UVDR; XPGC; COFS3; ERCM2; ERCC5-201; ERCC5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2073
GeneID	2073
免疫原	ヒトERCC5 (NP_000114.2) のアミノ酸1-270に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P28715
タンパク質分子量	133kDa
輸送	保冷バッグ