

抗Ercc8ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q13216

商品番号: CM0028887



前書き

ヒトERCC8（CSA）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロッティング（WB）およびELISAでの使用が検証済み。マウスと交差反応性あり。転写連鎖型ヌクレオチド除去修復、コケイン症候群、DNA損傷応答の研究に最適です。推定分子量：44kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ERCC8 ウサギ pAb
別名	CSA, CKN1, UVSS2, ERCC8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1161
GeneID	1161
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q13216
タンパク質分子量	44kDa
発送	保冷剤