

## Wb、Elisa用抗Eregウサギポリクローナル抗体 - O14944

商品番号: CM0024051



## 前書き

ヒトEREG（プロエピレグリン）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。EGFRシグナル伝達、がん、炎症研究用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                |
|------------|--------------------------------------------------|
| 製品名        | EREG ウサギpAb                                      |
| 別名         | ER, Ep, EPR, EREG                                |
| 対象種        | ヒト                                               |
| 遺伝子ID (ヒト) | 2069                                             |
| 遺伝子ID      | 2069                                             |
| 免疫原        | ヒトEREG (NP_001423.1) のアミノ酸70-169番目の配列に相当する合成ペプチド |
| 起源         | ウサギ                                              |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                        |
| 用途         | WB、ELISA                                         |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                       |
| SWISS      | O14944                                           |
| タンパク質分子量   | 19kDa                                            |
| 輸送方法       | 保冷剤                                              |