


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Erf3A/Gspt1モノクローナル抗体 - P15170

商品番号: CM0012525



前書き

eRF3A/GSPT1に対するウサギモノクローナル抗体、ヒトおよびラットで反応性あり、WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA用。翻訳終結およびナンセンス媒介mRNA分解に必須。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	eRF3A/GSPT1 ウサギ mAb
備考/別名	GST1, ETF3A, eRF3a, 551G9.2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2935
GeneID	2935
免疫原	eRF3A/GSPT1 (NP_001123479.1) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P15170
タンパク質分子量	56kDa
配送	保冷バッグ