

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Ergウサギモノクローナル抗体 - P11308

商品番号: CM0007666



前書き

ヒトERG（SWISS P11308）を標的とする高性能ウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAでバリデーション済み。がん研究、転写制御研究、診断アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ERGウサギmAb
備考／別名	p55; erg-3; ERG
種	ヒト
GeneID（ヒト）	2078
GeneID	2078
免疫原	ヒトERGのアミノ酸379～479に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。（NP_891548.1）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P11308
タンパク質分子量	54 kDa
輸送	保冷バッグ