

Wb、Elisa用 Anti-Erg ウサギポリクローナル抗体 - P11308

商品番号: CM0015110



前書き

ヒトERGに対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。転写制御およびがん研究に適しています。 - P11308

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ERG Rabbit pAb
備考/別名	p55; erg-3; ERG
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2078
遺伝子ID	2078
免疫原	ヒトERG (NP_891548.1) のアミノ酸1-280に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P11308
タンパク質分子量	54kDa
配送	アイスバッグ