

Wb用Anti-Ergic2ポリクローナル抗体 - Q96Rq1

商品番号: CM0027843

前書き

ヒトERGIC2に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスと交差反応します。ER-ゴルジ輸送タンパク質（43kDa）を標的とします。細胞内輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ERGIC2 Rabbit pAb
備考/別名	PTX1; CDA14; Erv41; cd002; ERGIC2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51290
遺伝子ID	51290
免疫原	ヒトERGIC2 (NP_057654.2) のアミノ酸55-310に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96RQ1
タンパク質分子量	43kDa
配送	氷袋