

Anti-Erk1 (Mapk3) モノクローナル抗体（Wb、Ip、If/Icc、Ihc-P、Elisa用） - P27361

商品番号: CM0002329



前書き

ERK1 (MAPK3)

を標的とするモノクローナル抗体。WB、IP、IF/ICC、IHC-P、ELISA で検証済み。ヒトおよびマウスの ERK1 (43 kDa)

に反応します。細胞の増殖、接着、生存、分化に不可欠な MAPK カスケードキナーゼです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] ERK1 Rabbit mAb
備考/別名	ERK1; ERT2; ERK-1; PRKM3; P44ERK1; P44MAPK; HS44KDAP; HUMKER1A; p44-ERK1; p44-MAPK; K1
種（標的）	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5595
免疫原	合成ペプチド - ヒト ERK1 (P27361) のアミノ酸 1-100 内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P27361
タンパク質分子量	43kDa
配送	アイスパック