


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Erk1/2 ラビットモノクローナル抗体 - P28482/P27361

商品番号: CM0010941



前書き

CamelBioのERK1/2 (MAPK1/3)

対抗ラビットモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があります。細胞増殖および分化におけるMAPK/ERKシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ERK1/2 Rabbit mAb
備考/別名	ERK; ERK-2; ERK2; ERT1; MAPK2; P42MAPK; PRKM1; PRKM2; p38; p40; p41; p41mapk; p42-MAPK; 5594/5595; ERK1/2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5594/5595
GeneID	5594/5595
免疫原	組換えタンパク質 ヒトERK2 (P28482) のアミノ酸180-360に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P28482/P27361
タンパク質分子量	42 kDa/44 kDa
配送	氷袋