


Anti-Erk1/Erk2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa対応） - P28482 / P27361

商品番号: CM0022556



前書き

ヒトERK1/ERK2（MAPK3/MAPK1）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。細胞増殖、分化、がん研究におけるMAPK/ERKシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ERK1 / ERK2 Rabbit pAb
備考/別名	MAPK1/MAPK3; ERK1 / ERK2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5594/5595
GeneID	5594/5595
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P28482/P27361
タンパク質分子量	36kDa/41kDa/38kDa/40kDa/43kDa
配送	アイスバッグ