


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Erk2ウサギポリクローナル抗体 - P28482

商品番号: CM0014390



前書き

ヒトERK2（MAPK1）を標的とするKO検証済みウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに使用できます。マウスおよびラットと交差反応します。MAPK/ERK経路および細胞増殖の研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] ERK2ウサギpAb
備考／別名	ERK; p38; p40; p41; ERK2; ERT1; NS13; ERK-2; MAPK2; PRKM1; PRKM2; P42MAPK; p41mapk; p42-MAPK; K2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	5594
GeneID	5594
免疫原	ヒトERK2（NP_002736.3）のアミノ酸200～300内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P28482
タンパク質分子量	41kDa
輸送	保冷バッグ