

Wb、Elisa用抗Erk5ウサギモノクローナル抗体 - Q13164

商品番号: CM0011501



前書き

WBおよびELISAでバリデーション済みのERK5ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。MAPKシグナル伝達、細胞増殖、分化、アポトーシス、心臓生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ERK5ウサギmAb
別名	BMK1、ERK4、ERK5、PRKM7
種	ヒト
GeneID	5598
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13164
タンパク質分子量	88 kDa
輸送条件	保冷バッグ