

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Erk5ウサギポリクローナル抗体 - Q13164

商品番号: CM0018899



前書き

ヒトERK5（MAPK7/BMK1）に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。MAPKシグナル伝達経路、細胞増殖、分化を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ERK5 ウサギ pAb
備考／別名	BMK1; ERK4; ERK5; PRKM7
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5598
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13164
タンパク質分子量	88kDa
配送	保冷バッグ