


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Erlin-2モノクローナル抗体 - O94905

商品番号: CM0002545



前書き

ヒトErlin-2 (ERLIN2, SPFH2) を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットを検出。ERADおよびコレステロール代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Erlin-2 Rabbit mAb
備考/別名	NET32; SPFH2; SPG18; C8orf2; Erlin-2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11160
GeneID	11160
免疫原	合成ペプチド ヒトErlin-2 (O94905) のアミノ酸50-150内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O94905
タンパク質分子量	38kDa
配送	アイスパック