


抗Erlin1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用） - O75477

商品番号: CM0013055



前書き

ヒト ERLIN1 に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IP、ELISA に適しています。マウスおよびラットと交差反応します。小胞体関連分解およびコレステロール代謝の研究支援向けに開発されました。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ERLIN1 ウサギpAb
別名	KE04, KEO4, SPFH1, SPG62, Erlin-1, C10orf69, ERLIN1
対象種	ヒト
GeneID	10613
免疫原	ヒト ERLIN1 (NP_006450.2) のアミノ酸259〜348番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75477
タンパク質分子量	39kDa
輸送方法	保冷剤