

Anti-Ermap Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q96Pl5

商品番号: CM0015473

前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用に検証されたAnti-ERMAPウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのERMAP（細胞接着と血液型抗原に関与する53kDaの赤血球膜タンパク質）と反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ERMAP Rabbit pAb
備考/別名	RD; SC; BTN5; PRO2801; ERMAP
種	ヒト
GeneID (Human)	114625
免疫原	ヒトERMAP (NP_061008.2) のアミノ酸30-155に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナルタンパク質
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96PL5
タンパク質分子量	53kDa
配送	保冷バッグ