

Anti-Erp19 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - O95881

商品番号: CM0006136



前書き

ヒトERp19（チオレドキシンドメイン含有タンパク質12）を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済みです。小胞体タンパク質のフォールディングおよびジスルフィド結合形成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ERp19 ウサギ mAb
備考/別名	AG1; AGRI; ERP16; ERP18; ERP19; TLP19; hAG-1; PDIA16; hTLP19; ERp19
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51060
遺伝子ID	51060
免疫原	ヒトERp19 (NP_056997.1) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	O95881
タンパク質分子量	19kDa
配送	アイスバック