

Anti-Erp29ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P30040

商品番号: CM0003621



前書き

ヒトERp29（ERp28/ERp31）を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。小胞体タンパク質のフォールディングおよび分泌経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ERp29 Rabbit mAb
備考 / 別名	ERp28; ERp31; PDIA9; PDI-DB; C12orf8; HEL-S-107; ERp29
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10961
GeneID	10961
免疫原	ヒトERp29（P30040）のアミノ酸1-102に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30040
タンパク質分子量	29kDa
配送	アイスバッグ