

抗Erp44ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Bs26

商品番号: CM0026870



前書き

WBおよびELISAで検証済みのERP44ウサギポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットと反応します。小胞体タンパク質保持、酸化的フォールディング、カルシウムシグナル伝達の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ERP44 Rabbit pAb
備考／別名	PDIA10; TXNDC4; ERP44
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	23071
遺伝子ID	23071
免疫原	組換えタンパク質 ヒトERP44（NP_055866.1）のアミノ酸57～406番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BS26
タンパク質分子量	47kDa
配送方法	保冷剤