

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Erp57ポリクローナル抗体 - P30101

商品番号: CM0014488



前書き

ERp57 (PDIA3) に対するウサギポリクローナル抗体。
。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証されています。ヒト、マウス、ラットを検出します。ERp57は、タンパク質ジスルフィドイソメラーゼであり、MHCクラスIペプチドローディング複合体の構成成分です。タンパク質フォールディング、レドックス制御、適応免疫の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ERp57ウサギpAb
備考／別名	P58; ER60; ERp57; ERp60; ERp61; GRP57; GRP58; P1-PLC; HsT17083; HEL-S-269; HEL-S-93n
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2923
GeneID	2923
免疫原	組換えタンパク質 ヒトERp57 (NP_005304.3) の206～505番アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30101
タンパク質分子量	54kDa
輸送条件	保冷バッグ