


WbおよびElisa用抗Ervw-1（シンシチン-1）ウサギポリクローナル抗体 - Q9Uqf0

商品番号: CM0020549



前書き

ヒトERVW-1/シンシチン-

1を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット（WB）およびELISAでバリデーション済み。栄養膜細胞の融合および多発性硬化症の病態形成に関与する内在性レトロウイルスエンベロープタンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ERVW-1ウサギpAb
備考／別名	ENV; ENVW; HERVW; ERVWE1; HERV7Q; HERV-7q; HERVWENV; HERV-W-ENV; ERVW-1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	30816
GeneID	30816
免疫原	合成ペプチド ヒトERVW-1（NP_055405.3）のアミノ酸201～300内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UQF0
タンパク質分子量	60 kDa
輸送	保冷バッグ