

Anti-Esam ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q96Ap96Ap7

商品番号: CM0013825

前書き

ヒトESAMに対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みです。内皮細胞接着、接合生物学、および血管研究に最適です。予測分子量：41 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ESAM ウサギ pAb
備考/別名	W117m; ESAM
種	ヒト
GeneID (ヒト)	90952
GeneID	90952
免疫原	組換えタンパク質 ヒトESAM（NP_620411.2）のアミノ酸30-248に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96AP7
タンパク質分子量	41kDa
配送	アイスバッグ