


抗Esd（エステラーゼD）ウサギポリクローナル抗体 Wb、Ihc-P、Elisa用 - P10768

商品番号: CM0028851



前書き

ヒトEsterase D（S-ホルミルグルタチオンヒドロラーゼ、ESD）に対するウサギポリクローナル抗体で、Western blotting、IHC-P、ELISAに対応しています。ホルムアルデヒド解毒に関与するヒトおよびマウスのESD（31kDa）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ESD Rabbit pAb
別名	FGH; ESD
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	2098
GeneID	2098
免疫原	組換えタンパク質 ヒトESD (NP_001975.1)のアミノ酸1-282番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P10768
タンパク質分子量	31kDa
配送方法	氷袋