

抗Ese1/Elf3ポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa用) - P78545

商品番号: CM0026618



前書き

ヒトESE1/ELF3に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫組織化学染色、ELISAで検証済み。上皮細胞の分化および腫瘍形成の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ESE1/ELF3 ウサギpAb
備考/別名	ERT; ESX; EPR-1; ESE-1; ESE1/ELF3
種	ヒト
遺伝子ID	1999
免疫原	ヒトESE1/ELF3のアミノ酸1-280に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_004424.3)
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P78545
タンパク質重量	41kDa
配送	アイスパック