


Anti-Espl1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q14674

商品番号: CM0013476



前書き

WBおよびELISAアプリケーションに適したESPL1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、およびラットのセパラーゼ（separase、コヒーシンを切断して染色体分離を引き起こす重要な分裂期プロテアーゼ）を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ESPL1 Rabbit pAb
備考/別名	ESPL1; SEPA; ESPL1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9700
GeneID	9700
免疫原	ヒト ESPL1 (NP_036423.4) のアミノ酸1220-1500に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14674
タンパク質分子量	233kDa
配送	氷袋