

## Wb、Ihc-P、Elisa用抗Espnポリクローナル抗体 - B1Ak53

商品番号: CM0020414

### 前書き

ヒトESPNに対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。難聴、ステレオシリア、アクチン細胞骨格の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 製品名        | ESPNウサギpAb                                          |
| 備考／別名      | USH1M; DFNB36; LP2654; ESPN                         |
| 種          | ヒト                                                  |
| GeneID（ヒト） | 83715                                               |
| GeneID     | 83715                                               |
| 免疫原        | ヒトESPN（NP_113663.2）のアミノ酸585～854に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来         | ウサギ                                                 |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                           |
| 用途         | WB、IHC-P、ELISA                                      |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                          |
| SWISS      | B1AK53                                              |
| タンパク質分子量   | 92kDa                                               |
| 輸送         | 保冷バッグ                                               |