


抗Esraウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - P03372

商品番号: CM0015078



前書き

ヒトエストロゲン受容体アルファ（ESRα、ER-α）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAアプリケーションに適しています。ヒトおよびマウスのESRαと交差反応します。ホルモンシグナル伝達、がん生物学、創薬研究における研究用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ESRα ウサギpAb
備考/別名	ER; ESR; Era; ESRA; ESTRR; NR3A1; ESRα
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2099
免疫原	ヒトESRαのアミノ酸516-595の配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_000116.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P03372
タンパク質重量	66kDa
配送	アイスバッグ