


Anti-Esrra (Err-Alpha) ウサギポリクローナル抗体 - P11474

商品番号: CM0013524



前書き

WB、IF/ICC、IHC-

P、ELISAに対応した信頼性の高いESRRAウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのESRRAを検出します。エネルギー代謝および核受容体の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ESRRA Rabbit pAb
備考/別名	ERR1; ERRa; ESRL1; NR3B1; ERRalpha; ESRRA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2101
GeneID	2101
免疫原	ヒト ESRRA (NP_004442.3) のアミノ酸1-76に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11474
タンパク質分子量	46kDa
配送	アイスパック