


Anti-Esrra ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P11474

商品番号: CM0005304



前書き

ヒトESRRA（ERRalpha）を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションに対応し、ヒトおよびマウスとの交差反応性を示します。エネルギー代謝および転写制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ESRRA Rabbit mAb
備考/別名	ERR1; ERRa; ESRL1; NR3B1; ERRalpha; ESRRRA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2101
GeneID	2101
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P11474
タンパク質分子量	46kDa
配送	アイスバッグ