


Anti-Esrra ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P11474

商品番号: CM0023990



前書き

ヒトESRRA（ERR-alpha、エネルギー代謝に関与する核内受容体）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。転写調節および代謝研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ESRRA Rabbit pAb
備考/別名	ERR1; ERRa; ESRL1; NR3B1; ERRalpha; ESRRRA
種	ヒト
GeneID	2101
免疫原	ヒトESRRA（NP_004442.3）のアミノ酸1-76に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11474
タンパク質分子量	46kDa
配送	アイスバッグ