


## Wb、Elisa用 抗Esrrb ウサギポリクローナル抗体 - O95718

商品番号: CM0014741



## 前書き

ヒトESRRB (ERR $\beta$ ) に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットサンプル中の内因性ESRRBを検出します。幹細胞多能性および遺伝子制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 製品名         | ESRRB ウサギ pAb                                                 |
| 備考/別名       | ERR2; ERRb; ESRL2; NR3B2; DFNB35; ERRbeta2; ERR beta-2; ESRRB |
| 種           | ヒト                                                            |
| GeneID (ヒト) | 2103                                                          |
| GeneID      | 2103                                                          |
| 免疫原         | ヒトESRRB (NP_004443.3) のアミノ酸300-400に対応する合成ペプチド。                |
| 由来          | ウサギ                                                           |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                     |
| 適用          | WB, ELISA                                                     |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                    |
| SWISS       | O95718                                                        |
| タンパク質分子量    | 48kDa                                                         |
| 発送          | 保冷バッグ                                                         |