

Wb、Elisa用抗Esrrgウサギモノクローナル抗体 - P62508

商品番号: CM0005783



前書き

ヒトESRRG（エストロゲン関連受容体ガンマ）に対する組換えウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。核内受容体研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ESRRG ウサギmAb
備考/別名	ERR3; ERRg; NR3B3; ERRgamma; ERR-gamma; ESRRG
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2104
免疫原	合成ペプチド ヒトESRRG (P62508) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P62508
タンパク質分子量	51kDa
発送方法	保冷剤