


抗エストロゲン受容体A（リン酸化

S106）ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc用） - P03372

商品番号: CM0001855



前書き

セリン106のエストロゲン受容体α（ESR1）を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウス種に反応。癌生物学および内分泌学研究におけるWBおよびIF/ICCに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-ESRa-S106 ウサギ pAb
備考/別名	ER; ESR; Era; ESRA; ESTRR; NR3A1; Phospho-ESRa-S106
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2099
GeneID	2099
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, IF/ICC
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P03372
タンパク質分子量	66kDa
発送	保冷バッグ