


抗エストロゲン受容体ベータ（Estrogen Receptor Beta）ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q92731

商品番号: CM0030239



前書き

ヒトエストロゲン受容体ベータ（ER-beta、ESR2）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しており、マウスおよびラットと交差反応性を示します。生殖およびその他の組織におけるエストロゲンシグナル伝達に与する核ホルモン受容体を標的とします。IVDアッセイ開発に最適です。

詳細を学ぶ

パラメータ	値
製品名	Estrogen Receptor beta Rabbit pAb
備考/別名	Erb; ESRB; ODG8; ESTRB; NR3A2; ER-BETA; ESR-BETA; Estrogen Receptor beta
種	ヒト
遺伝子ID	2100
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92731
タンパク質分子量	59kDa
配送	氷袋