

Anti-Esyt1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q9Bsj8

商品番号: CM0017666

前書き

ヒト ESYT1 を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WB、IF/ICC、ELISA で検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。カルシウムシグナル伝達および脂質輸送に関与する ER-細胞膜テザー蛋白質である、エクステンデッド・シナプトタグミン-1 を標的とします。研究用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ESYT1 ウサギ pAb
備考/別名	MBC2; FAM62A; ESYT1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23344
遺伝子ID	23344
免疫原	ヒト ESYT1 (NP_056107.1) のアミノ酸90-220に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
Swiss-Prot	Q9BSJ8
タンパク質分子量	123kDa
配送	アイスバッグ