

Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用抗Etfaポリクローナル抗体 - P13804

商品番号: CM0026840



前書き

ヒト電子伝達フラボタンパク質サブユニットα (ETF_A) に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IP、ELISAのアプリケーションで検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。ミトコンドリア脂肪酸酸化およびグルタル酸尿症II型研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ETF _A ウサギ pAb
備考/別名	EMA; GA2; MADD; ETF _A
由来種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2108
遺伝子ID	2108
免疫原	組換えタンパク質 ヒトETF _A (NP_000117.1) のアミノ酸1〜333番目に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13804
タンパク質分子量	35kDa
輸送方法	氷袋