


Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用 抗Etfaラビットモノクローナル抗体 - P13804

商品番号: CM0010918



前書き

ETFAに対するラビットモノクローナル抗体。WB、IF /ICC、IHC-

P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ミトコンドリア電子伝達フラボタンパク質を標的とし、脂肪酸酸化に不可欠であり、グルタル酸血症II型と関連しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ETFA Rabbit mAb
備考/別名	EMA; GA2; MADD
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2108
GeneID	2108
免疫原	ヒトETFA (NP_000117.1) のアミノ酸20-333に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13804
タンパク質分子量	35kDa
配送	氷袋