


抗Etfaウサギポリクローナル抗体 [Ko検証済み] - P13804

商品番号: CM0023696



前書き

ETFAに対するウサギポリクローナル抗体、ノックアウト法で検証済み。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのETFAと反応します。ミトコンドリア脂肪酸酸化およびアミノ酸代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[Ko検証済み] ETFAウサギpAb
備考/別名	EMA; GA2; MADD; FA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2108
GeneID	2108
免疫原	ヒトETFA (NP_000117.1) のアミノ酸1-333に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13804
タンパク質分子量	35kDa
配送	保冷剤付き