

Wb、If/Icc、Elisa用抗Etfbウサギポリクローナル抗体 - P38117

商品番号: CM0022550



前書き

ヒト、マウス、ラットで反応性を示し、WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みのETFBウサギポリクローナル抗体。ミトコンドリア電子伝達、脂肪酸酸化、代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ETFB Rabbit pAb
備考／別名	MADD; FP585; ETFB
種	ヒト
GeneID	2109
免疫原	ヒトETFB (NP_001976.1) のアミノ酸80〜230に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P38117
タンパク質分子量	28kDa
配送	保冷バッグ