

Wb、If、Ihc、Elisa用抗Etfdhモノクローナル抗体 - Q16134

商品番号: CM0011513

前書き

ヒトETFDH（MADD、ETFQO）に対する検証済みウサギモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISAへの適合が確認されています。ミトコンドリア電子伝達系の重要な酵素であるヒト、マウス、ラットのETFDHタンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] ETFDH ウサギmAb
備考／別名	MADD; ETFQO
種	ヒト
GeneID	2110
免疫原	ヒトETFDH（NP_004444.2）のアミノ酸480～617番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q16134
タンパク質分子量	68kDa
発送	氷袋梱包