


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Anti-Ethe1 ポリクローナル抗体 - O95571

商品番号: CM0013427



前書き

ETHE1 Rabbit

pAbは、ヒト、マウス、ラットのETHE1を検出します。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。ETHE1は、硫化水素代謝に必須のミトコンドリアパースルフィドジオキシゲナーゼです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ETHE1 Rabbit pAb
備考/別名	HSCO; YF13H12; ETHE1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23474
GeneID	23474
免疫原	ヒトETHE1 (NP_055112.2) のアミノ酸8-245に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95571
タンパク質分子量	28kDa
輸送	保冷バッグ