

Wb、If-P、Elisa用Anti-Ets1ポリクローナル抗体 - P14921

商品番号: CM0015130



前書き

ヒトETS1転写因子に対するウサギポリクローナル抗体。
。WB、IF-

P、ELISAで検証済みであり、ヒト、マウス、ラット
と反応します。リンパ球系分化、血管新生、およびサ
イトカイン制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ETS1 Rabbit pAb
備考/別名	p54; ETS-1; EWSR2; c-ets-1; ETS1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2113
GeneID	2113
免疫原	合成ペプチド ヒトETS1 (NP_005229.1) のアミノ酸342-441内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14921
タンパク質分子量	50kDa
配送	アイスバッグ