

Wb、Elisa用抗Ets2ポリクローナル抗体 - P15036

商品番号: CM0020622



前書き

ETS2 Rabbit

pAbは、ヒトETS2の内部ペプチドを抗原としてウサギで作製したポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでバリデーション済みで、マウスおよびラットと交差反応します。転写研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ETS2 Rabbit pAb
備考／別名	ETS2IT1, ETS2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2114
免疫原	合成ペプチド：ヒトETS2 (NP_005230.1) のアミノ酸300～400内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P15036
タンパク質分子量	53 kDa
輸送	保冷バッグ