


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Ets2 ポリクローナル抗体 - P15036

商品番号: CM0030212



前書き

ヒトETS2に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。転写制御および癌研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ETS2 ウサギ pAb
備考/別名	ETS2IT1; ETS2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2114
GeneID	2114
免疫原	組換えタンパク質 ヒトETS2 (NP_005230.1) のアミノ酸76-170に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15036
タンパク質分子量	53kDa
発送	保冷バッグ