


抗Etv1モノクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa、Chip用） - P50549

商品番号: CM0005177



前書き

ヒトETV1（ER81）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WB、IP、ELISA、ChIPでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。転写因子研究や腫瘍学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済] ETV1 ウサギmAb
備考/別名	ER81
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	2115
GeneID	2115
免疫原	ヒトETV1（NP_004947.2）のアミノ酸1-100領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IP、ELISA、ChIP
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P50549
タンパク質分子量	55 kDa
発送方法	保冷剤